



Modelo: Zarza

Taburete clínico con asiento anatómico

Código: T16BSP363CRRP

Descripción:

Taburete Zarza con mecanismo Basculante tapizada con Similpiel color No aplica y malla color Marrón. Equipado con Base cromada, Sin brazos y Ruedas de parqué

ESPECIFICACIONES

COMPONENTES

Base: Base metálica de 5 radios y 600 mm de diámetro, acabado cromado.

Gas: Pistón de elevación de secretaria acabado cromado.

Ruedas: Ruedas de nailon engomadas de 50 mm de diámetro con eje interno de acero y perno de acero de 11 mm de diámetro.

ESTRUCTURA

Estructura: No aplica

DATOS TÉCNICOS

Horas de uso: Moderado 4-6 horas

Peso (Kg): 7

Acabado: Similpiel

Color: No aplica

Volumen caja (m3): 0,12

Unidades por caja: 1

Peso max. soportado: 100 Kg

Certificados UNE: Sin certificado

MECANISMO

Mecanismo: Basculante, con regulador de presión de la basculación. Elevación del asiento en altura.

INTERIORES

Asiento: Material reciclado con espuma de poliuretano con forma anatómica y refuerzo para la zona prostática.

Respaldo: No aplica

EXTERIORES

Asiento: No aplica

Respaldo: No aplica

MEDIDAS DEL PRODUCTO

Altura total max (cm): 65

Altura total min (cm): 50

Altura asiento max (cm): 65

Altura asiento min (cm): 50

Ancho total (cm): 60

Ancho asiento (cm): 47

Ancho respaldo (cm): 0

Fondo total (cm): 60

Fondo asiento (cm): 40

Altura brazo max (cm): 0

Altura brazo min (cm): 0

Alto caja (cm): 61

Ancho caja (cm): 33

Largo caja (cm): 60

FR: CONDITIONS DE LIVRAISON : Produit livré avec instructions de montage – montage à réaliser par vos soins – (Prestation de montage non proposée).

EN: DELIVERY CONDITIONS: Product delivered with assembly instructions – assembly to be carried out by you – (no assembly service provided).

IT:CONDIZIONI DI CONSEGNA: Prodotto consegnato con istruzioni di montaggio – montaggio da effettuare da parte vostra – (non è previsto servizio di montaggio).

PT: CONDIÇÕES DE ENTREGA: Produto entregue com instruções de montagem – montagem a ser realizada por você – (não é oferecido serviço de montagem).